

# DiaCare 5000

Prodotto di fisioterapia professionale

**Programmabile**

## Trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo.

Curare il corpo sfruttando le nostre energie interne e i naturali meccanismi di auto-rigenerazione di tessuti e muscoli. È questo il principio fondamentale di tutta la filosofia che ruota intorno al mondo della terapia con la nuova e rivoluzionaria tecnica detta Diatermia o TECARTERAPIA.

La **TECARTERAPIA** può lavorare in due modalità: la modalità capacitiva e la modalità resistiva.

DiaCare 5000 sfrutta entrambe le modalità, quindi l'effetto biologico potrà essere direzionato con buona efficacia sia su tessuti con alta resistenza (in pratica i tessuti con minor concentrazione di acqua) sia in quelli con minor resistenza.

Diacare 5000 lavora ad una frequenza di 470 KHz e con una potenza di 200 W c.a. – 400 VA t.v.

**DUALTRODE:** accessorio composto da un manipolo mobile monopolare e dall'elettrodo di ritorno per la modalità resistiva. Incluso

**CAPTRODE:** manipolo monopolare con tre piattelli rimovibili di differente dimensione e un elettrodo di ritorno, per la modalità capacitiva. Incluso.

**MONOTRODE:** questo manipolo "all in one" permette di sfruttare la tecnica tradizionale ma in maniera molto più semplice. Non c'è infatti bisogno di applicare l'elettrodo di ritorno, in quanto già contenuto nello stesso accessorio, manipolo bipolare. Non in dotazione.

### Trattamenti personalizzabili:

particolarmente adatto per il trattamento dei principali disturbi alla spalla, al gomito, al ginocchio, alla schiena, ai muscoli e a tutte le articolazioni.

**Bellezza:** trattamenti di tutti gli inestetismi della pelle. Come rughe, acne, cellulite ecc...

**Sport:** per ridurre e prevenire i traumi durante la preparazione atletica, favorendo il recupero.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 200 W c.a. +/- 20%

Uscite: 2

Manipoli: CapTrode, DualTrode

Frequenza di emissione:

- Capacitivo: 470 KHz

- Resistivo: 470 KHz

Potenza di emissione:

- Resistivo e capacitivo:  
200 W c.a. – 400 VA t.v.

Alimentazione: a rete 220V 50/60 Hz

Dimensioni: 17 x 22 x 6 cm, Peso: 900 gr.

Display: a colori, retroilluminato, touch screen

Dispositivo CE MDD, Classe II BF

### DOTAZIONE

1 Valigetta Professionale

1 Unità Diacare 5000

1 Elettrodo di ritorno (piastra)

1 Manipolo resistivo DualTrode con 3 piattelli di 30-50-70 mm Ø

1 Manipolo capacitivo CapTrode con 3 piattelli di 30-50-70 Ø

1 Manuale

1 Alimentatore

1 Barattolo di crema

**ACCESSORI NON INCLUSI**

Manipolo resistivo Monotrode